

Ejaculat N°

Date: Délai d'abstinence : (j)

Recueil :

Echec : Fractionné :

SPERMOGRAMME

Volume : ml pH : Consistance :
Concentration : x 10⁶ spermatozoïdes/ ml Cellules Rondes : x 10⁶ / ml
Numération Totale : x 10⁶ spermatozoïdes Leucoscreen : x 10⁶ / ml

AVANT CONGELATION

Mobilité :
Rapide et progressif (a) : sur 100
Lent et progressif (b) : } a+b
Mobile sur place (c) :
Immobile (d) :

vitalité : %

APRES DECONGELATION

Mobilité :
Rapide et progressif (a) : Sur 100
Lent et progressif (b) : } a+b
Mobile sur place (c) :
Immobile (d) :

DILUTION AVEC CRYOPROTECTEUR AU

NOMBRE DE DOSES CONSERVEES : paillettes de ml

NOMBRE DE SPERMATOZOIDES MOBILES PAR PAILLETTE APRES

DECONGELATION : × 10⁶

SPERMOCYTOGRAMME Sur 100 spermatozoïdes observés FORMES TYPIQUES : %

TETE

Allongée :
Amincie :
Microcéphale :
Macrocéphale :
Têtes multiples :
Base anormale :
Acrosome absent ou malformé :

PIECE INTERMEDIAIRE

Reste cytoplasmique :
Grêle :
Angulation :

FLAGELLE

Absent :
Écourté :
Calibre irrégulier :
Enroulé :
Multiples :

INDEX D'ANOMALIES MULTIPLES :

Flagelles isolés :
Spermatozoïdes en lyse :
Cellules de la lignée germinale :

Polynucléaires :
Autres cellules :
Fragments cellulaires :